

Gbf1 Coniglio Pab - Q92538

Numero articolo: CM0030798

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GBF1 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva GBF1 umano e murino, un fattore di scambio nucleotidico guaninico specifico del Golgi resistente alla brefeldina A, coinvolto nel trafficking delle vescicole COPI e nell'assemblaggio del Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GBF1 Coniglio pAb
Note/Alias	CMT2GG; CMTDI2; CMTDIA; ARF1GEF; GBF1
Specie	Umano
GeneID (umano)	8729
GeneID	8729
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-85 di GBF1 umano (NP_004184.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q92538
Peso Proteico	206kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio