


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Gbp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P32455

Numero articolo: CM0003204



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante specifico per GBP1 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva GBP1 umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sull'immunità innata, l'autofagia e le malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio GBP1
Note/Alias	GBP1; proteina legante guanilato 1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2633
GeneID	2633
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 493-592 di GBP1 umano (P32455).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P32455
Peso Proteico	68 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio