


Anticorpo Policlonale Coniglio Gbp1 Per Wb, Elisa - P32455

Numero articolo: CM0026679



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio GBP1 di CamelBio è progettato per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Mira alla proteina 1 legante il guanilato umana, una GTPasi inducibile da interferone chiave coinvolta nell'immunità innata e nella difesa contro i patogeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GBP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GBP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2633
GeneID	2633
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 383-592 del GBP1 umano (NP_002044.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P32455
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio