

Anticorpo Monoclonale Coniglio Gcet2 Per Wb E Elisa - Q8N6F7

Numero articolo: CM0002810

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che bersaglia GCET2 umano (HGAL, GCAT2). Validato per Western blot e ELISA, presenta reattività crociata con uomo, topo e ratto. Adatto per lo studio della biologia delle cellule B del centro germinativo e del linfoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro principale	Specificazione
Nome prodotto	GCET2 Rabbit mAb
Note/Alias	HGAL; GCAT2; GCET2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	257144
ID gene	257144
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-178 di GCET2 umano (Q8N6F7)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8N6F7
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio