


Mab Anti-Gcn2 Di Coniglio - Q9P2K8

Numero articolo: CM0007361



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-GCN2 di coniglio validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con proteine umane, murine e ratto. Target: chinasi eIF-2-alfa GCN2, un sensore dello stress metabolico che regola la traduzione e la risposta integrata allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb anti-GCN2 di coniglio
Note/alias	GCN2; PVOD2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	440275
GeneID	440275
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della GCN2 umana (NP_001013725.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9P2K8
Peso della proteina	187 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante