


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gemin7 Per Wb Ed Elisa - Q9H840

Numero articolo: CM0015950



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GEMIN7 umano (SIP3), adatto per Western blot ed ELISA. Utile per lo studio dell'assemblaggio degli snRNP, dello splicing del pre-mRNA e della funzione del complesso SMN. Reagisce crociatamente con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GEMIN7 Rabbit pAb
Note/Alias	SIP3; GEMIN7
Specie	Umano
GeneID (umano)	79760
GeneID	79760
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-131 di GEMIN7 umano (NP_078983.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9H840
Peso della proteina	15 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante