

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ggt1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P19440

Numero articolo: CM0022879



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GGT1 umano (gamma-glutamyltransferasi 1), validato per WB, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Per studi sul metabolismo del glutatione e sui leucotrieni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GGT1 pAb di coniglio
Note/Alias	GGT; GTG; GGTD; CD224; GGT 1; D22S672; D22S732; GGT1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	2678
ID del gene	2678
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 370-569 di GGT1 umano (NP_038265.2?)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P19440
Peso della proteina	61KDa/39KDa/24KDa
Spedizione	Borsa refrigerante