

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-GL7 - Q6Yw00

Numero articolo: CM0021215

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina GL7 di *Oryza sativa* (Q6YW00, ~104 kDa). Validato per WB ed ELISA, con reattività specifica nel riso. Ideale per la biologia vegetale e la ricerca sulle colture.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GL7 pAb di coniglio
Note/Alias	GL7
Specie	<i>Oryza sativa</i>
ID gene	4343837
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 444-570 di <i>Oryza sativa</i> GL7. (Q6YW00).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q6YW00
Peso della proteina	104 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante