

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-GLb1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P16278

Numero articolo: CM0022211



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la beta-galattosidasi umana (GLB1), validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con campioni umani, murini e di ratto. Utile per la ricerca sulle malattie da accumulo lisosomiale e sull'elastogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GLB1 pAb di coniglio
Note/alias	EBP; ELNR1; MPS4B; GLB1
Specie	Uomo
ID gene (umano)	2720
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 329-677 di GLB1 umano (NP_000395.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P16278
Peso della proteina	76 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante