

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-GLI1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08151

Numero articolo: CM0007617



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-GLI1 di alta qualità, validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con GLI1 umano, murino e di ratto; l'immunogeno comprende gli amminoacidi N-terminali 1-233. Ideale per la ricerca oncologica e di biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-GLI1
Note/alias	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
Specie	Umano
GeneID (umano)	2735
GeneID	2735
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-233 di GLI1 umano (NP_005260.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P08151
Peso della proteina	118 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante