


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Gli3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P10071

Numero articolo: CM0009355



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Gli3 di alta qualità per WB, IF/ICC, ELISA. Validato su uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Hedgehog e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Gli3 Rabbit mAb
Note/Alias	PHS; ACLS; GCPS; PAPA; PAPB; PAP-A; PAPA1; PPDIV; GLI3FL; GLI3-190; Gli3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2737
GeneID	2737
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1301-1580 di Gli3 umano (P10071)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10071
Peso proteico	170 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio