


Glut3/Slc2A3 Rabbit Pab - P11169

Numero articolo: CM0024987



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GLUT3/SLC2A3, un trasportatore facilitato del glucosio, adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Uso di ricerca per studi sul trasporto e il metabolismo del glucosio. UniProt P11169.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GLUT3/SLC2A3 Rabbit pAb
Note/Alias	GLUT3; GLUT3/SLC2A3
Specie	Umano
ID Gene	6515
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 207-281 di GLUT3/SLC2A3 umano (NP_008862.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11169
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio