

Glutaminasi (GLs) Mab Di Coniglio Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - 094925

Numero articolo: CM0006396



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Glutaminasi (GLS) per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Mirà all'isoforma renale GLS mitocondriale, critica per il metabolismo della glutammina. Ideale per la ricerca sul metabolismo del cancro e sulla neurotrasmissione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Glutaminasi (GLS) mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	GAC; GAM; KGA; GLS1; AAD20; DEE71; GDPAG; CASGID; EIEE71; Glutaminasi (GLS)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2744
GeneID	2744
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 40-140 della Glutaminasi umana (GLS). (NP_055720.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	094925
Peso proteico	73 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio