


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti Glicogeno Sintasi 1 (Gys1) Per Wb, Elisa - P13807

Numero articolo: CM0004965



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Glicogeno sintasi 1 (GYS1) umana, validato per Western blotting e ELISA. Ideale per la ricerca sul metabolismo muscolare e del glicogeno. Swiss-Prot: P13807.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Glicogeno sintasi 1 (GYS1) mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	GSY; GYS; Glicogeno sintasi 1 (GYS1)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2997
ID Gene	2997
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 638-737 della glicogeno sintasi umana (P13807).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P13807
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio