

Anticorpo Monoclonale Coniglio Gm130 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08379

Numero articolo: CM0002244



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting GM130 umano (GOLGA2, Golgin-95) per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per la ricerca sull'apparato di Golgi e sulla mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GM130 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	GM130; DEDHMB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2801
GeneID	2801
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del GM130 umano (Q08379).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q08379
Peso Proteico	113kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio