


Gmn Rabbit Pab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075496

Numero articolo: CM0028911



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla Geminina umana (GMNN) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Validato per l'uso nella ricerca sul ciclo cellulare e sulla replicazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GMNN Rabbit pAb
Note/Alias	Gem; MGORS6; GMNN
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51053
GeneID	51053
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075496
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio