

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gna12 (Pab) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q03113

Numero articolo: CM0018075



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro GNA12 (subunità alfa 12 della proteina G). Adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Immunogeno costituito da una proteina ricombinante. Ideale per studi sulla segnalazione e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GNA12 pAb di coniglio
Note/Alias	RMP; gep; NNX3; HG1M1; GNA12
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2768
GeneID	2768
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 285-381 di GNA12 umano (NP_031379.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q03113
peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante