

Anticorpo Policlonale Coniglio Gna12 (Pab) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q03113

Numero articolo: CM0018071

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità rivolto a GNA12 (subunità alfa 12 della proteina G). Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Immunogeno proteico ricombinante. Ideale per studi di segnalazione e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GNA12 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	RMP; gep; NNX3; HG1M1; GNA12
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2768
GeneID	2768
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 285-381 di GNA12 umano (NP_031379.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q03113
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio