

Gna14 Pab Di Coniglio - O95837

Numero articolo: CM0015851

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GNA14 umano, adatto per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione accoppiate a proteine G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GNA14 pAb di coniglio
Note / Alias	HG11; GNA14
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9630
ID gene	9630
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-350 di GNA14 umano (NP_004288.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O95837
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio