


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Gne Per Wb, Elisa - Q9Y223

Numero articolo: CM0002923



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio direzionato contro GNE umano (Q9Y223), validato per WB e ELISA. Rileva GNE umano e di ratto, un enzima chiave nella biosintesi dell'acido sialico, con un peso molecolare di 79 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GNE Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	NM; DMRV; IBM2; Uae1; GLCNE; GNE
Specie	Umana
GeneID (umano)	10020
GeneID	10020
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 623-722 di GNE umano (Q9Y223).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Ratto
SWISS	Q9Y223
Peso proteico	79 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio