

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gnp1 (Oryza Sativa) - Q10Ac7

Numero articolo: CM0022691

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GNP1 per Oryza sativa, validato in WB ed ELISA. Immunogeno ricombinante, con reattività crociata con Oryza sativa. Proteina da 42 kDa. Ideale per la ricerca sulla crescita e lo sviluppo delle piante.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettaglio
Nome del prodotto	GNP1 pAb di coniglio
Alias	GNP1; OsGA20ox1; qEPD2
Specie	Oryza sativa
ID del gene	4334841
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di GNP1 di Oryza sativa (Q10AC7)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazioni	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q10AC7
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante