


Anticorpo Policlonale Rabbit Gnrh1 Per Wb E Elisa - P01148

Numero articolo: CM0026489



introduzione

Questo anticorpo policlonale rabbit contro GnRH1 umano (conosciuto anche come LHRH, GRH) è convalidato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con il topo ed è ideale per studiare le vie di secrezione delle gonadotropine mediate da GnRH.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GnRH1 Rabbit pAb
Note/Alias	GRH; GNRH; LHRH; LNRH
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	2796
GeneID	2796
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-92 di GNRH1 umano (NP_001076580.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01148
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio