

Gorasp2 Anticorpo Pab Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8Y8

Numero articolo: CM0016478



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting GORASP2 (GRASP55), una proteina chiave per il riassetto e l'impilamento dell'apparato di Golgi; adatto per WB, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Immunogeno: GORASP2 umana ricombinante (aa 353-452).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GORASP2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	p59; GRS2; GOLPH6; GRASP55; GORASP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26003
GeneID	26003
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 353-452 di GORASP2 umana (NP_056345.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H8Y8
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio