

Anticorpo Policlonale Coniglio Gp6 Per Wb Ed Elisa - Q9Hcn6

Numero articolo: CM0023286



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio GP6 di alta qualità validato per WB ed ELISA. Riconosce GP6 di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla glicoproteina piastrinica VI nella ricerca sulla trombosi e sull'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GP6 Rabbit pAb
Note/Alias	GPVI; GPVI; BDPLT11; GP6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51206
ID gene	51206
Immunogeno	Peptide sintetico (Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 21-267 della GP6 umana (NP_057447.5))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9HCN6
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio