

Anticorpo Policlonale Coniglio Gprin1 Per Wb E Elisa - Q7Z2K8

Numero articolo: CM0021657

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio GPRIN1 di alta qualità, adatto per applicazioni western blot e ELISA. Reagisce con GPRIN1 umano, di topo e ratto, una proteina coinvolta nella regolazione della crescita dei neuriti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GPRIN1 Rabbit pAb
Note / Alias	GRIN1; GPRIN1
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	114787
GenelD	114787
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di GPRIN1 umano (NP_443131.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q7Z2K8
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio