


Gps1 Pab Coniglio - Q13098

Numero articolo: CM0025445



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GPS1 (CSN1/COPS1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con campioni di uomo, topo e ratto. Adatto per ricerche sulla via ubiquitina-proteasoma e sul signalosoma. 56kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GPS1 pAb coniglio
Note/Altri nomi	CSN1; SGN1; COPS1; GPS1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2873
ID gene	2873
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 258-527 di GPS1 umano (NP_997657.1))
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13098
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio