

Polymab® Di Granulin Da Coniglio - P28799

Numero articolo: CM0004096



introduzione

PolymAb® anti-Granulin da coniglio per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Uomo, Topo. Anticorpo monoclonale ricombinante rivolto a Granulina umana (PGRN, GP88). Ideale per la ricerca sulla funzione lisosomiale e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PolymAb® di Granulin da coniglio
Note/Alias	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2896
GeneID	2896
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 494-593 della Granulina umana (NP_002078.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P28799
Peso proteico	64 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio