


Anticorpo Policlonale Coniglio Grb10 Per Wb, Elisa - Q13322

Numero articolo: CM0015849



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-GRB10 validato per WB e ELISA. Rileva la proteina GRB10 umana, un adattatore chiave nella segnalazione insulinica/IGF1R e nelle vie di segnalazione Wnt. Ideale per la ricerca sul cancro e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GRB10 Rabbit pAb
Note/Alias	RSS; IRBP; MEG1; GRB-IR; Grb-10; GRB10
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	2887
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della GRB10 umana (NP_005302.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q13322
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio