

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Grb2 Per Wb - P62993

Numero articolo: CM0002347

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio GRB2 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Riconosce GRB2 umano, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dei recettori dei fattori di crescita, dell'attivazione dei linfociti T e dell'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GRB2 Rabbit mAb
Note/Alias	ASH; Grb3-3; MST084; NCKAP2; MSTP084; EGFRBP-GRB2; GRB2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2885
GeneID	2885
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 118-217 di GRB2 umano (P62993).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62993
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio