

Anticorpo Policlonale Coniglio Grhl2 Per Wb, Elisa - Q6Isb3

Numero articolo: CM0020177



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio GRHL2 validato per Western blot e ELISA in uomo e ratto. Bersaglia l'omologo della proteina Grainyhead-like 2, un fattore di trascrizione fondamentale per lo sviluppo epiteliale e la chiusura del tubo neurale. Ideale per studi sulla neurulazione, la morfogenesi epiteliale e la biologia dei cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GRHL2 Rabbit pAb
Note/Alias	GRHL2; BOM; DFNA28; ECTDS; TFCEP2L3; grainyhead-like protein 2 homolog
Specie	Uomo
GeneID (umano)	79977
GeneID	79977
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 110-210 del GRHL2 umano.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q6ISB3
Peso proteico	69kDa/71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio