

Mab Di Coniglio Anti-Grik2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13002

Numero articolo: CM0012529



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro GRIK2 umano (GluR6, EAA4). Convalidato per WB, IHC-P ed ELISA con reattività su uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sui recettori ionotropici del glutammato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-GRIK2
Note/Alias	EAA4; GLR6; MRT6; GLUK6; GLUR6; GluK2; NEDLAS; GRIK2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2898
GeneID	2898
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 50-150 di GRIK2 umano (Q13002)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13002
Peso proteico	103kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio