


Grp75/Mot/Hspa9 Mab Di Coniglio Per Wb, Elisa - P38646

Numero articolo: CM0002246



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro Grp75/MOT/HSPA9 umano (P38646). Validato per WB e ELISA, reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per ricerche su stress mitocondriale e chaperoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Grp75/MOT/HSPA9 mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	CSA; MOT; MOT2; SAAN; CRP40; EVPLS; GRP75; PBP74; GRP-75; HSPA9B; SIDBA4; MTHSP75; HEL-S-124m; Grp75/MOT/HSPA9
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	3313
GeneID	3313
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 580-679 di Grp75/MOT/HSPA9 umano (P38646)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P38646
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio