


Anticorpo Policlonale Gsk3B Per Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49841

Numero articolo: CM0019009



introduzione

Anticorpo policlonale GSK3 β per coniglio validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt, il metabolismo del glucosio e il morbo di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSK3 β Rabbit pAb
Note/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; GSK3 β
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2932
ID gene	2932
Immunogeno	Peptide sintetico
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49841
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio