

Anticorpo Policlonale Coniglio Gsr Per Wb E Elisa - P00390

Numero articolo: CM0012886



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la glutatione reduttasi umana (GSR) convalidato per WB e ELISA, cross-reattivo con il topo. Adatto per lo studio della biologia dei redox, dello stress ossidativo e delle vie dell'anemia emolitica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSR Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GR; GSRD; HEL-75; HEL-S-122m; GSR
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2936
GeneID	2936
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 273-522 della GSR umana (NP_000628.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo
SWISS	P00390
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio