


Anticorpo Policlonale Coniglio Gsta2 Per Wb, Elisa - P09210

Numero articolo: CM0025213



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-GSTA2 validato per WB e ELISA. Riconosce GSTA2 di uomo, topo e ratto. Immunogeno proteico ricombinante che copre GSTA2 umano a lunghezza intera. Ideale per studi sulla detossificazione e sul fegato. - P09210

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSTA2 Rabbit pAb
Note/Alias	GST2; GTA2; GTH2; GSTA2-2; GSTA2
Specie	Uomo
GeneID	2939
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-222 di GSTA2 umano (NP_000837.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09210
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio