

Anticorpo Monoclonale Coniglio Gsta4 Per Wb, Elisa - O15217

Numero articolo: CM0005980



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro GSTA4 umano (GTA4, GSTA4-4), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva una proteina di 26kDa; reagisce in modo incrociato con campioni umani. Ideale per studiare la funzione della glutatione S-transferasi A4 e la detossificazione del 4-HNE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio GSTA4
Note/Alias	GTA4; GSTA4-4; GSTA4
Specie	Umano
GeneID (umano)	2941
GeneID	2941
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O15217
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio