


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Gsst1 Per Wb, Elisa - P30711

Numero articolo: CM0004219



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-GSTT1 validato per Western blot (WB) e ELISA.

Reagisce con uomo, topo e ratto. Immunogeno: GSTT1 ricombinante (aa 1-240). Per studi sulla glutatione S-transferasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSTT1 Rabbit mAb
Note / Alias	GSTT1
Specie	Uomo
GeneID	2952
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 della GSTT1 umana. (NP_000844.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P30711
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio