


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Gtf2F1 Per Wb, Elisa - P35269

Numero articolo: CM0020789



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio GTF2F1 (P35269) validato per WB ed ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Fattore di trascrizione generale IIF subunità 1 (TFIIF-alfa), 58kDa, fonte coniglio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GTF2F1 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	BTF4; RAP74; TF2F1; TFIIF; GTF2F1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2962
ID Gene	2962
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 390-517 di GTF2F1 (NP_002087.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35269
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio