

Anticorpo Policlonale Coniglio Gtf2l Per Wb, Ihc-P, Elisa - P78347

Numero articolo: CM0029261



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GTF2I per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con Uomo, Topo, Ratto. Fattore generale di trascrizione II-I coinvolto nella regolazione trascrizionale e implicato nella sindrome di Williams-Beuren.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GTF2I Rabbit pAb
Note/Alias	WBS; DIWS; SPIN; IB291; BAP135; BTKAP1; TFII-I; WBSCR6; GTFII-I; GTF2I
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2969
GeneID	2969
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-810 di GTF2I umano (NP_001157108.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P78347
Peso proteico	112 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio