

Anticorpo Policlonale Gucy2C Da Coniglio Per Wb E Elisa - P25092

Numero articolo: CM0017968



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio che bersaglia la GUCY2C (guanyilil ciclasasi C) umana, convalidato per applicazioni Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle enterotossine e sulle malattie gastrointestinali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GUCY2C Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GC-C; STAR; DIAR6; GUC2C; MECIL; MUCIL; GUCY2C
Specie	Umana
ID gene (umano)	2984
ID gene	2984
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-330 della GUCY2C umana (NP_004954.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P25092
Peso proteico	123kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio