

Habp2 Coniglio Pab Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14520

Numero articolo: CM0030678

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a HABP2 (proteasi attivatrice del fattore VII) per applicazioni tra cui WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva HABP2 umano e murino. Adatto per studi sulla coagulazione e sulla soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HABP2 Coniglio pAb
Note/Alias	FSAP; HABP; PHBP; HGFAL; NMTC5; HABP2
Specie	Umano
GenelD (umano)	3026
GenelD	3026
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-313 di HABP2 umano (NP_004123.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q14520
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio