

Anticorpo Policlonale Hars2 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - P49590

Numero articolo: CM0024897

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio HARS2 validato per WB ed ELISA. Rileva HARS2 umano, di topo e ratto, un'istidina--tRNA ligasi mitocondriale. Ideale per studiare la traduzione mitocondriale e le malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo HARS2 Coniglio pAb
Note/Alias	HO3; HARSL; HARSR; HisRS; PRLTS2; HARS2
Specie	Umano
GeneID	23438
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 217-506 di HARS2 umano (NP_036340.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49590
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio