

## Havcr1 Coniglio Pab - Q96D42

Numero articolo: CM0030266



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HAVCR1 umano (TIM-1/KIM-1) per WB ed ELISA, reagente con umano, topo e ratto. Utile per studi su danno renale, ingresso virale e immunità delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | HAVCR1 Coniglio pAb                                                                                                           |
| Note/Alias            | TIM; KIM1; TIM1; CD365; HAVCR; KIM-1; TIM-1; TIMD1; TIMD-1; HAVCR-1                                                           |
| Specie                | Umano                                                                                                                         |
| GeneID (Umano)        | 26762                                                                                                                         |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-125 di HAVCR1 umano (NP_036338.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                         |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS                 | Q96D42                                                                                                                        |
| Peso Proteico         | 39kDa                                                                                                                         |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |