


Hbg1/2 Mab Di Coniglio (Wb, Ihc, If, Elisa) - P69891/P69892

Numero articolo: CM0003094



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro HBG1/2 umano. Convalidato per WB, IHC, IF-P, ELISA, rileva la catena gamma dell'emoglobina fetale di ~12 kDa. Ideale per l'ematologia dello sviluppo e la ricerca su HbF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HBG1/2 mAb di coniglio
Note/Alias	HBG-T2; HBGA; HBGR; HSGGL1; PRO2979; HBG1/2
Specie	Umana
GeneID	3047/3048
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di HBG1 umano (P69891).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P69891/P69892
Peso proteico	12 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio