


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hbg1/Hbg2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P69892

Numero articolo: CM0019407



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-HBG1/HBG2 rileva le catene gamma dell'emoglobina fetale in WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per la ricerca sulle emoglobinopatie e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HBG1/HBG2 pAb di coniglio
Note/alias	TNCY; HBG-T1; HBG1/HBG2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	3048
GeneID	3048
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di HBG1/HBG2 umano (NP_000175.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P69892
Peso della proteina	16 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante