

Hcar3 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb - P49019

Numero articolo: CM0023550



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio HCAR3 di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per studiare la funzione del recettore dell'acido idrossicarbossilico 3 nella biologia degli adipociti e nel metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HCAR3 Rabbit pAb
Note/Alias	HCA3; HM74; PUMAG; Puma-g; GPR109B; HCAR3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8843
GeneID	8843
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 300-392 dell'HCAR3 umano (NP_006009.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49019
Peso proteico	44 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio