

## Hccs Rabbit Pab - P53701

Numero articolo: CM0029959

### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio HCCS di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Uomo, Topo, Ratto. Bersaglia l'olo-citocromo c sintasi, essenziale per la maturazione del citocromo c. Ideale per la ricerca sulle disordini mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | HCCS Rabbit pAb                                                                                                                        |
| Note / Alias        | MLS, CCHL, MCOPS7, LSDMCA1, HCCS                                                                                                       |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                   |
| GeneID (Uomo)       | 3052                                                                                                                                   |
| GeneID              | 3052                                                                                                                                   |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-268 della proteina HCCS umana (NP_005324.3) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                  |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività Crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                      |
| SWISS               | P53701                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 31kDa                                                                                                                                  |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                  |