

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hcg Beta Per Elisa, Wb, Ihc-P - P0Dn86

Numero articolo: CM0006686



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-hCG Beta per ELISA, WB, IHC-P. Specifico per la subunità beta della gonadotropina corionica umana. Immunogeno ricombinante; 18 kDa. Essenziale per la ricerca sulla gravidanza e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-hCG Beta
Note/Alias	CGB; LHB; CGB5; CGB7; CGB8; hCGB; hCG Beta
Specie	Umana
GeneID (umana)	1082
GeneID	1082
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-165 della hCG Beta1 umana (NP_000728.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	ELISA, WB, IHC-P
Reattività crociata	Umana
SWISS	P0Dn86
Peso molecolare	18 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante