


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hcn1 Per Wb, If/Icc, Elisa - O60741

Numero articolo: CM0021537



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-HCN1 di alta qualità, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Targetizza il canale 1 attivato dall'iperpolarizzazione e regolato da nucleotidi ciclici permeabile a potassio/sodio umano e murino, coinvolto nelle correnti pacemaker e nell'eccitabilità neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HCN1 pAb di coniglio
Note/alias	BCNG1; DEE24; HAC-2; BCNG-1; EIEE24; GEFSP10; HCN1
Specie	Uomo
ID del gene	348980
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 791-890 di HCN1 umano (NP_066550.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	O60741
Peso della proteina	99 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante