

Hdac1 Anticorpo Monoclonale Murino - Q13547

Numero articolo: CM0003280

introduzione

Anticorpo monoclonale murino diretto contro HDAC1 umano (UniProt Q13547). Validato per applicazioni di Western blot e ELISA. Adatto per ricerca, sviluppo di saggi diagnostici e approvvigionamento di materie prime per IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HDAC1 Anticorpo monoclonale murino
ID Gene (Umano)	3065
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 393-482 di HDAC1 umano (Q13547)
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
Accessione SWISS	Q13547
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio